

Digit span test for CAM

Forward

บอกผู้ป่วยว่า ต่อไปนี้หมอมจะทดสอบสมาธิ ให้คุณฟังตัวเลขที่หมอบอก หมอมจะพูดรอบเดียวแล้วให้คุณทวนซ้ำ จำนวนตัวเลขจะมากขึ้นเรื่อย ๆ ขอให้คุณฟังหมอบอกให้จบก่อน ยกตัวอย่างเช่น หมอบอกว่า หนึ่ง สอง คุณก็พูดว่า หนึ่ง สอง เป็นต้น

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

1-7

4-9

3-9-4

3-8-1

1-6-3-8

6-2-9-7

2-5-9-1-6

4-9-2-6-5

4-7-2-8-5-3

3-7-2-5-1-4

5-1-7-2-9-4-7

8-4-1-5-9-2-7

หมายเหตุ: Interdigit interval → 1 sec

คนปกติทำได้ 7 หลัก หากทำที่หลักใดไม่ได้ให้ใช้ตัวเลขอีกชุดหนึ่งทำซ้ำหากทำได้ให้ผ่านไปยังหลักที่สูงขึ้น หากทำไม่ได้ในรอบที่สอง ให้คะแนนผู้ป่วยที่หลักที่ต่ำกว่า เช่น เสียที่ 5 หลัก 2 ครั้ง คนนี้ทำได้เพียง 4 หลัก ถือว่าผิดปกติ

Backward

ต่อไปให้ทวนเลขย้อนกลับจากหลังมาหน้า ยกตัวอย่างเช่น หมอบอกว่า 1-2 ก็บอกว่า 2-1

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

8-3

6-1

2-9-5

9-1-4

1-4-7-3

2-7-3-9

คนปกติทำได้ 4 หลัก ใช้หลักการประเมินเช่นเดียวกับตอนทำ forward